











## DEMOMODELLER OG UDGÅEDE VARER

LARYNGOSKOPER	
Varenr.: 36500009-36 Leverandørnummer: 12232 Beskrivelse: Laryngoskop blad str. MAC 2 Passer til bl.a. Heine laryngoskoper Pris ekskl. moms: 150 kr. ex moms Antal: 9 stk.	
Varenr.: 05500070-05 Beskrivelse: <b>Truview PCD videolaryngoskop sæt</b> 5 blade (bladene dækker spændet: neonatal (0,8 g) til voksen (>120 kg)), 2 håndtag (barn og voksen), OptiShape stilletter Skærm (kan optage video og billeder til brug ved fx undervisning) Pris ekskl. moms: 5000 kr. ex. moms Antal: 1 sæt	

<b>BLODTRYKSAPPARATER OG TILBEHØR</b>	
<p>Varenr.: 36480001-36  Leverandørnummer: LF5000  Beskrivelse: ri-clip staserem  Pris ekskl. moms: 55 kr. ex. moms  Antal: 8 stk.</p>	
<p>Varenr.: 36460010-36  Leverandørnummer: 1342  Beskrivelse: minimus® III blodtryksapparat, manuelt, inkl. voksen velcro manchete  Pris ekskl. moms: 390 kr. ex. moms  Antal: 1 stk.</p>	
<b>STETOSKOPER</b>	
<p>Varenr.: 99991688-37  Leverandørnummer: SA1  Beskrivelse: Satellit stetoskop, med dobbelttragt 45 mm yderst/25 mm inderst. Blød og varm antibakteriel silikonetragt. Til børn fra 7 år og opefter.  Pris ekskl. moms: 165 kr. ex. moms  Farve: Rød (1 stk.)  Antal: 1 stk.</p>	

<b>REFLEKSHAMRE</b>	
<p>Leverandørnummer: ZE110</p> <p>Beskrivelse: Reflekshammer, universal 2 silikoneslagflader (23 mm og 10 mm) og gummiring (34 mm). Babinski-spids og farvesansringe på fleksibelt skaft. Vægt 100 g.</p> <p>Pris ekskl. moms: 200 kr. ex. moms</p> <p>Antal: 1 stk.</p>	
<p>Leverandørnummer: CO120</p> <p>Beskrivelse: Reflekshammer Silikoneslagflade 25 mm. Sensorkugle og gummiring (34 mm). Babinski-spids og farvesansringe på fleksibelt skaft. Vægt 120 g.</p> <p>Pris ekskl. moms: 200 kr. ex. moms</p> <p>Antal: 1 stk.</p>	
<p>Varenr.: 37530004-37</p> <p>Leverandørnummer: PE50</p> <p>Beskrivelse: Reflekshammer, verdens mindste hammer. Silikonehoved 10 mm. Gummiring 28 mm Sensorkugle, babinski-spids og farvesansringe på fleksibelt skaft. Med lommeklemme. Vægt 50 g.</p> <p>Pris ekskl. moms: 100 kr. ex. moms</p> <p>Antal: 3 stk.</p>	

<b>GYNÆKOLOGISKE INSTRUMENTER</b>	
<p>Varenr.: 36490006-36  Leverandørnummer: 5240  Beskrivelse: Speculight, lys til gynækologiske instrumenter  2,5V vacuum, til 2 C-batterier, 85 cm kabel</p> <p>Pris ekskl. moms: 150 kr. ex. moms  Antal: 1 stk.</p>	
<p>Varenr.: 36490001-36  Leverandørnummer: 5201  Beskrivelse: Graeve fig. 1, 75 x 20 mm</p> <p>Pris ekskl. moms: 140 kr. ex. moms  Antal: 10 stk.</p>	
<b>UNDERSØGELSESLAMPER</b>	
<p>Varenr.: 36510006-36  Leverandørnummer: 6220  Beskrivelse: ri-magic undersøgelseslampe på mobilt stativ  LED lys, justerbar lyskegle</p> <p>Pris ekskl. moms: 500 kr. ex. moms  Antal: 2 stk.</p>	