

EKO-Ultralydsgel, klar, lav viskositet

- Anvendes i forbindelse med undersøgelse, hvor gel er nødvendigt
- Kun til udvortes brug
- Indhold: Vand, polymer (Acrylic Polymer), fugtighedsbevarende middel (Propylene Glycol), konserveringsmiddel (Phenoxyethanol og Ethylhexylglycerin)
- Tyndt flydende (lav viskositet). 65.000 ± 10.000 CPS
- CE mærkning. Medicinsk direktiv klasse I

Varenr.:	Beskrivelse:
29060001-29	250 ml, klar, push-pull låg 25 flasker pr. kasse