

DESINFEKTION

WipeClean



WipeClean Chlorine Disinfection

Engangskludde klar til brug. Til desinfektion af overflader og ikke-invasivt medicinsk udstyr, der tåler klor.

ALTID KORREKT DOSERING OG INGEN VENTETID

WipeClean Chlorine Disinfection kludene er klar til brug direkte fra pakken og har en holdbarhed på 30 dage efter åbning. De er den optimale løsning til desinfektion af overflader, der tåler klor i f.eks. sundhedssektoren.

Kludene er pakket i forpackninger med lufttætte lukninger og nem lukning. De består af 100% polyester, hvilket har den klare fordel, at kludene afgiver så meget desinfektionsvæske til overfladen som muligt. Herved opnås den størst mulige desinfektionseffekt.

GODT AT VIDE OM WIPECLEAN CHLORINE DISINFECTION

●●● High-Level

Indholdsstoffer: Sodium Hypochlorite < 1%. Uden parfume og farvestoffer

Holdbarhed: Uåbnet 18 måneder. Efter åbning er kludene holdbare i 30 dage

Varenr.	Forpackningsstr.	Anvendelse
5241	Small - 10 wipes 20 x 30 cm	Til desinfektion af 1 m ²
5242	Large - 5 wipes 40 x 30 cm	Til desinfektion af 2,5 m ²

* Biocider skal anvendes på forsvarlig vis.

Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse.



EGENSKABER

Da kludene er både kryds- og z-foldet, kan de nemt tages ud af pakken enkeltvist, foldet og klar til brug.

Produktet må ikke anvendes til hudpleje. Anvend handsker i henhold til EN 374.

BRUGSVEJLEDNING

Tør overfladen, så den holdes fugtig i henhold til angiven kontakttid på forpackningen.

Produktet er ikke velegnet til træ, naturgummi, malede og papiroverflader samt visse plastmaterialer. Tjek producentens brugsvejledning omkring desinfektion af udstyret før brug.

ANVENDELSESOMRÅDER

- Hospitaler
- Plejehjem
- Tandlægeklinikker

plum

Chlorine Disinfection

WipeClean Chlorine Disinfection er godkendt i henhold til en række EN-standarder og har dokumenteret effekt mod bl.a. Clostridium difficile og Murine norovirus. Giver minimum 1.000 ppm aktivt klor i hele holdbarhedsperioden.

Bakterier		
Organisme	Kontaktid	Test standard
MRSA	1 min	EN13727
	2 min	EN16615 EN13697
Enterococcus hirae	1 min	EN13727
	2 min	EN16615 EN13697
Escherichia coli	2 min	EN13697
Pseudomonas aeruginosa	1 min	EN13727
	2 min	EN16615 EN13697
Staphylococcus aureus	1 min	EN13727
	2 min	EN16615 EN13697

Virus		
Organisme	Kontaktid	Test standard
HEP B HEP C HIV Influenza A H1N1 Murine norovirus Adenovirus Poliovirus	1 min	EN14476

Sporer		
Organisme	Kontaktid	Test standard
Bacillus subtilis Bacillus cereus Clostridium sporogenes	2 min	EN13704
Clostridium difficile	2 min	EN13704 EN16615

Tuberkulose / Mykobakterier		
Organisme	Kontaktid	Test standard
Mycobacterium terrae Mycobacterium avium	1 min	EN14348

Svampe / Gær		
Organisme	Kontaktid	Test standard
Aspergillus brasiliensis	15 min	EN13697
	2 min	EN13624
Candida albicans	2 min	EN16615 EN13697 EN13624



Produktet er CE-mærket.
Sikkerhedsdatablad fremsendes efter ønske.